



LES PATTES DOUCES - LABORATOIRE UNAE

Marine MONATE

19 rue du commandant

Victor Guerreau

58420 BRINON SUR BEUVRON

Référence laboratoire 21/1-082346

Données fournies par le client LOT OMEG

Nature de l'échantillon Complément alimentaire

Poids 798g

Etat Liquide

Date de réception 06/05/2021 11:43:12

Echantillonnage Client

Référence de devis DLY210160

Analyse(s) demandée(s)

Température à réception

Ambiante

Elimination échantillon le

06/06/2021

Transport

TNT

Agence régionale

Phytocontrol Lyon_ouest

Allergènes

Protéines du soja

Echantillon à réception



Résultats d'analyses

	Résultat	Unité	LQ	Limite	Fin d'analyse
Allergènes					
Protéines du soja	ND	mg/kg	2,5		11/05/2021

Détail des paramètres analysés et des méthodes utilisées en page(s) suivante(s)

Avis et interprétation

Concernant l'analyse des Allergènes par Kit Elisa, la validation de l'analyse ne couvre pas le processus de transformation (effet procédé) et l'effet matrice, pouvant fortement altérer les taux de récupération et la détectabilité de l'allergène recherché.

Légende

ND = Non détecté D = Détecté LQ = Limite de Quantification NA = Non Analysé NQ = Non Quantifiable NI = Non Interprétable

Méthodes utilisées mentionnées en page(s) suivante(s) :

MOC3197(S1) : Détermination de la teneur en protéines du soja dans les denrées alimentaires par méthode ELISA : méthode interne

(S1) : analyse réalisée par Phytocontrol laboratoire d'analyses - 180 rue Philippe Maupas - Parc Georges Besse - 30035 NIMES

Commentaires

Les résultats analytiques ne sont valables que dans le périmètre du domaine d'application de la méthode utilisée.

Informations complémentaires :

Protéines du soja : L'analyse des protéines de soja est réalisée par technique ELISA à l'aide du kit Ridascreen Fast Soya R7102. LD = 0,24 mg/kg. Le laboratoire suit les recommandations fournisseur pour atteindre les spécifications techniques. La matrice et le processus de fabrication peuvent avoir une influence sur le taux de récupération. Les matrices suivantes peuvent occasionner des réactions croisées lors de l'analyse : les lentilles et leurs farines, les pois chiches et leurs farines, les pois cassés et leurs farines, le sarrasin, la noix du Brésil, la pistache, la cacahuète, le sésame et le lupin.

Signature

L'actualisation des données réglementaires est assurée par notre Service Veille Réglementaire dans le respect des dates de mise en application des textes européens ou autres référentiels publiés.

Rapport validé par :

Manon RENAUD
Validation Analytique



- Ce certificat produit et validé électroniquement fait foi. Le nom et la fonction des responsables sur ce document ont été produits sur base d'une procédure protégée et personnalisée. Une version papier de ce document paraphé peut être obtenue sur simple demande.
- Les résultats d'analyse ne concernent que les objets soumis à l'analyse.
- En l'absence de précision et d'indication contraire, la Limite de Détection est égale à la moitié de la Limite de Quantification (hors paramètres sous-traités).
- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
- L'incertitude est communicable sur demande. Lorsque celle-ci est affichée sur le rapport, elle est élargie d'un facteur $k = 2$.
- Phytocontrol est agréé par l'AFSCA, habilité par l'INAO, le BNN et le QS et est certifié ISO 14001 par l'Afnor.
- Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui pourraient affecter la validité des résultats.

Allergènes

Unité ▼ : mg/kg	Résultat	LQ	méthode
Protéines du soja	ND	2,5	MOC3197